

MAD-M22系列调整架转接器



说明:

MAD-M22 系列转接器是为配合 OMx_A 多维调整架使用而设计, 可装夹各类显微物镜、C 接口镜头等光学器件。

特点:

- 优质材料: 主体采用优质铝合金, 表面黑色阳极氧化处理
- 简单易用: 采用标准M22×0.75螺纹, 实现一物多用

MAD-M22系列调整架转接器选型表:

型号	可安装产品	整体厚度 A(mm)	前端厚度 B(mm)	装夹尺寸 C(mm)	外圈直径 D(mm)	通光孔径 d(mm)	接口尺寸 (mm)
MAD-M22-12.7	φ 12.7mm 镜片 (φ 12.5mm 通用)	16.5	8.5	φ 12.5/ φ 12.7	φ 30	φ 11	M22×0.75
MAD-M22-20	φ 20mm 镜片			φ 20	φ 36	φ 17	
MAD-M22-25.4	φ 25.4mm 镜片 (φ 25mm 通用)			φ 25/ φ 25.4	φ 42	φ 17	
MAD-M22-OL	显微物镜			4/5"-1/36	φ 31	φ 17	
MAD-M22-Cmount	C 接口镜头			1"-1/32	φ 31	φ 17	
MAD-M22-6.35	光纤 (裸纤, 配合 APFCH 使用)			φ 6.35	φ 31	/	
MAD-M22-FC	光纤 (带 FC 接头)			FC 接头	φ 31	/	
MAD-M22-SC	光纤 (带 SC 接头)			SC 接头	φ 31	/	
MAD-M22-ST	光纤 (带 ST 接头)			ST 接头	φ 31	/	
MAD-M22-SMA905	光纤 (带 SMA905 接头)			SMA905 接头	φ 31	/	
MAD-M22-LD12	发光二极管			φ 12	φ 31	/	

尺寸图:

MAD-M22-xx

